

ZERTIFIKAT

der Hygiene unserer AP50 Systeme nach
DIN 6650-6 und TrinkwV



Einordnung der Prüfgrundlage

Ein entscheidender Qualitätsnachweis ist die Erkenntnis, dass die Trinkwasserverordnung zur Beurteilung von Spendersystemen nicht ausreichend ist.

Ein „sehr gut“ nach TrinkwV am Eingang garantiert keine Sicherheit am Auslauf. Coffee perfect Systeme unterliegen deshalb der DIN 6650-6. Diese Norm betrachtet die Getränkeschankanlage als Ganzes und prüft anhand spezifischer mikrobiologischer Leitwerte für Tafelwasser die Hygiene im Gerät.



Experten-Hinweis: Die TrinkwV bewertet die Wasserqualität bis zum Hausanschluss. Sobald Wasser im Gerät veredelt wird, zum Beispiel durch Filterung, CO₂ oder Kühlung, greift das Lebensmittelrecht.

Prüfmethodik

Prüfbericht ansehen:



Um eine belastbare Aussage über die Hygiene im Arbeitsalltag zu treffen, wurde eine Langzeit-Intervall-Beprobung durch das akkreditierte Labor Eurofins durchgeführt.

Dauer: 12 Wochen (Vierteljährliche Überwachung)
Intervall: 3 Beprobungen im Abstand von je 4 Wochen.
Status: Das Gerät befand sich während des gesamten Zeitraums im regulären Betrieb durch Mitarbeiter.

- Validierung der mikrobiologischen Sicherheit & Systemstabilität
- Prüfobjekt: Leitungsgebundener Tafelwasserspender (Modellreihe coffee perfect)
- Referenzstandort: Unternehmenszentrale, Osnabrück (Realbetrieb)

Analyse & Bewertung

Die durch Eurofins zertifizierten Ergebnisse bestätigen, dass coffee perfect Systeme die Anforderungen der DIN 6650 und der Trinkwasserverordnung erfüllen und zugleich eine hohe mikrobiologische Reinheit gewährleisten.

Februar 2026
Torsten Krämer / Qualitätssicherung

Jedes Glas Wasser von coffee perfect ist ein Versprechen für Qualität und Sicherheit. Ihr Team von coffee perfect wünscht einen erfrischenden Genuss!